

MESUREZ

NeuroLight®

La nouvelle génération de pupillomètre
pour un suivi neurologique optimal



POUR UN DIAGNOSTIC SIMPLE ET PRECIS

- Mesure absolue de la taille pupillaire
- Mesure du réflexe photomoteur
- Détection des anisocories

idmed
an eye on your patient

Gagnez du temps dans vos examens de routine

+ Design ergonomique
Prise en main optimale

+ Large écran tactile
Utilisation intuitive

+ Batterie longue durée
Autonomie 1 semaine

+ Lecteur de code-barres intégré
Identification patient simplifiée

+ Transfert des données
Gain de temps

+ Embout oculaire opaque à la lumière ambiante
Mesures fiables et reproductibles

+ Camera haute définition
Précision 0,1mm



 Stimulation lumineuse calibrée

 Réactivité pupillaire

 Courbe de suivi sur 24h

 Anisocorie

 10 000 mesures

NeuroLight et IDMED sont des marques déposées et appartenant à la société IDMED SAS.

Ref : DC-NL-V5-FR - Révision : 03/2021 - SIREN : 507 652 808 - RCS Marseille
Pupillomètre : NeuroLight. Pupillomètre intégrant une stimulation lumineuse.
Organisme de certification : LNE/G-MED (CE 0459).
Classe du dispositif : IIA - Destination : Professionnels de Santé - Fabricant : IDMED.
Dispositif non-remboursable.
Pour un bon usage du dispositif, lire attentivement le manuel utilisateur avant utilisation.
Photos: ©AdobeStock - ©IDMED - Copyright 2021 - IDMED SAS. Tous droits réservés.



 @IdmedNews • 

45 rue Joliot Curie - Hôtel Technologique
13013 Marseille FRANCE
Tel. : +33(0)4 91 11 87 84 • Email : info@idmed.fr