



WiTOF[®]

Station de curarisation sans fil



Adaptez les doses
pour individualiser
la curarisation

idmed
an eye on your patient

PILOTEZ LA CURARISATION A DISTANCE



Individualisation de la curarisation

Adaptez la profondeur de curarisation à la situation clinique grâce au graphique et aux alertes paramétrables

Une référence clinique

Même technologie 3D-AMG que le TOFscan, leader en Europe
Recommandée par l'ESAIC et l'ASA

Sans fil et réutilisable

Capteurs sans fil réutilisables pour un coût minime par patient
Grande flexibilité de placement du capteur sans fil

Technologie avant-gardiste

Monitoring guidé en mode Pilote Automatique ATP
Connectable aux systèmes hospitaliers (Moniteurs, DPI)



Scannez-moi



Bibliographie

WiTOF et IDMED sont des marques déposées et appartenant à la société IDMED SAS.

Réf : DC-WiTOF-V4-FR - Révision : 09/2025 - SIREN : 507 652 808 - RCS Marseille
Station de curarisation : WiTOF. Système de monitoring de la curarisation par accélérométrie tridimensionnelle.
Organisme de certification : LNE/G-MED (CE 0459).
Classe du dispositif : IIa - Destination : Professionnels de Santé - Fabricant : IDMED.
Dispositif non-remboursable.
Pour un bon usage du dispositif, lire attentivement la notice d'utilisation avant utilisation.
Photos: ©AdobeStock - ©IDMED - Copyright 2025 - IDMED SAS. Tous droits réservés.



3, rue John Maynard Keynes
13013 Marseille FRANCE

Tel.: +33(0)9 74 98 05 41 • Email : info@idmed.fr